

INSTRUCTIVO PARA SOLICITUD Y DESPACHO DE INSUMOS DE LABORATORIO DE VIH

Dirección de Laboratorios Clínicos e Imágenes del Servicio Nacional de Salud (SNS)
Dirección de Medicamentos e Insumos del Servicio Nacional de Salud (SNS)

CONTEO CD4

FOTO DEL PRODUCTO



DESCRIPCIÓN	KIT TETRA-1 PANEL, 50 TEST
TIPO	Reactivos CD4 Equipo AQUIOS System
UNIDAD	Caja 1 vial
RENDIMIENTO	50 pruebas

CONSUMIBLES QUE ACOMPAÑAN AL KIT:

	FOTO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	UNIDAD	RENDIMIENTO
1		KIT IMMUNO-TROL CELLS (2x3.0 ML)	Reactivos Controles CD4 Equipo AQUIOS System	1 caja con 2 viales de 3.0 ml	1 vial para pasar 15 días de control
2		KIT IMMUNO-TROL LOW CELLS (2x3.0 ML)	Reactivos Controles CD4 Equipo AQUIOS System	1 caja con 2 viales de 3.0 ml	1 vial para pasar 15 días de control
3		AQUIOS SHEATH SOLUTION 10L	Reactivo de preparación de muestras	1 galón de 10 litros	Para 222 muestras
4		AQUIOS LYSING REAGENT KIT 100 TEST	Reactivo de preparación de muestras	1 caja con 2 frascos (1 de 38 ml y 1 de 15 ml)	100 pruebas
5		AQUIOS CLEANING AGENT, 500 ML	Solución limpiadora	1 frasco 500 ML	2 semanas de limpieza del equipo

CONSUMIBLES QUE ACOMPAÑAN AL KIT (CONT.):

6		<p>AQUIOS SODIUM HYPOCHLORITE SOLUTION (4x50 ML)</p>	<p>Solución limpiadora</p>	<p>1 caja con 4 frascos de 50 ml</p>	<p>3 semanas de limpieza del equipo</p>
7		<p>KIT DEEP WELL PLATE (CAJA 50 PLACAS)</p>	<p>Consumible</p>	<p>1 caja con 50 placas</p>	<p>1 Placa por corrida</p>

Con el apoyo del proyecto de fortalecimiento de la cadena de suministro de USAID

