

INSTRUCTIVO PARA SOLICITUD Y DESPACHO DE INSUMOS DE LABORATORIO DE VIH

Dirección de Laboratorios Clínicos e Imágenes del Servicio Nacional de Salud (SNS)
Dirección de Medicamentos e Insumos del Servicio Nacional de Salud (SNS)

CARGA VIRAL 4800

FOTO DEL PRODUCTO









DESCRIPCIÓN	KIT COBAS 4800 HIV -1 120 T IVD
TIPO	Reactivo carga viral equipo COBAS® 4800 System
UNIDAD	Kit de 120 pruebas
RENDIMIENTO	120 pruebas

CONSUMIBLES QUE ACOMPAÑAN AL KIT:

	FOTO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	UNIDAD	RENDIMIENTO
1		Cobas 4800 HIV/HCV/HIV-1 Control kit IVD	Kit control	30 viales de controles en cada caja de kit control	3 viales en cada corrida de 93 pruebas o 21 pruebas
2		Cobas 4800 System Sample Preparation Kit 2 (240)	Kit de preparación de muestras	Cada kit es una caja de 10 frascos	10 corridas de 24 pruebas
3		Cobas 4800 System Sample Preparation Kit 2 (960)	Kit de preparación de muestras	Cada kit es una caja de 10 frascos	10 corridas de 96 pruebas
4		Cobas 4800 System Wash Buffer Kit (240) IVD	Kit de preparación de muestras	Cada kit es una caja de 10 frascos	10 corridas de 24 pruebas
5		Cobas 4800 System Wash Buffer Kit (960) IVD	Kit de preparación de muestras	Cada kit es una caja de 10 frascos	10 corridas de 96 pruebas
6		Cobas 4800 System Specimen Diluent 2 (240)	Kit de preparación de muestras	Cada kit es una caja de 10 frascos	10 corridas de 24 O 96 pruebas
7		Cobas 4800 System Lysis kit 2 (240)	Kit de preparación de muestras	Cada kit es una caja de 10 frascos	10 corridas de 24 pruebas

CONTINÚA →

CONSUMIBLES QUE ACOMPAÑAN AL KIT (CONT.):

	FOTO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	UNIDAD	RENDIMIENTO
8		Cobas 4800 System Lysis kit 2 (960)	Kit de preparación de muestras	Cada kit es una caja de 10 frascos	10 corridas de 96 pruebas
9		Microwell plate (AD- Plate 0.3 ml)	Consumible	1 caja de 50 placas	50 placas de 96 pruebas c/u
10		Reagent reservoir 50 ml	Consumible	1 caja de 100 recipientes	50 corridas de 24 o 96 pruebas
11		Reagent Reservoirs 200 ml	Consumible	1 caja de 100 recipientes	50 corridas de 24 o 96 pruebas
12		CO-RE Tips High VOL. With filter 1000 uL	Consumible	1 caja	3 corridas de 96 pruebas
13		Extraction plate 2.0 ml	Consumible	1 caja	40 placas

Con el apoyo del proyecto de fortalecimiento de la cadena de suministro de USAID